

検査受託中止・新規受託のお知らせ

謹啓 暖春の候、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素から格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、受託中止及び新規受け入れをさせていただくことになりました。ご利用いただいております先生方には何卒ご了承賜りますようよろしくお願いたします。

今後とも当センターをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

※ 実施日 2019年3月29日(金) ご依頼分をもって中止

◆ 受託中止項目 : 下記の5項目

項目コード	検査項目	中止理由	代替項目	検査案内掲載ページ
0005	TTT (チモール混濁試験)	検査試薬製造中止のため	なし	記載なし
0006	ZTT (硫酸亜鉛混濁試験)	検査試薬製造中止のため	なし	記載なし
3055	ヘパプラスチンテスト	検査試薬製造中止のため	PT (活性%)	記載なし
0752	結核菌群核酸検出 (結核菌DNA) リアルタイムPCR	外部検査委託先受託中止のため	新規項目へ移行 下記参照	p.116
0753	マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー(MAC)核酸検出 リアルタイムPCR	外部検査委託先受託中止のため	新規項目へ移行 下記参照	p.116

※ 実施日 2019年4月1日(月) ご依頼分より受託開始

◆ 新規受託項目 : 下記の2項目

項目コード	検査項目	検査方法	実施料 判断料	検査日数	検査案内掲載ページ
0752	結核菌群核同定 (TRC)	TRC法	410点 微生物:150点	2~4日	なし
0753	MAC核酸同定 (TRC)	TRC法	421点 微生物:150点	2~4日	なし

新法: TRC法 と 旧法: リアルタイムPCR法 の相関は別紙参照

平成31年3月

◆ 新法：TRC法 と 旧法：リアルタイムPCR法 の相関

<i>M.tuberculosis</i>		既承認品 (リアルタイムPCR法)		全体一致率
		陽性	陰性	
TRCReady MTB	陽性	77	15 注1)	94.0% (236/251)
	陰性	0	159	

感度(陽性一致率) 100%(77/77)
特異度(陰性一致率) 91.4%(159/174)

注1) 乖離検体15検体のうち、11検体は培養・同定検査陽性でした。
4検体は配列解析により、*M.tuberculosis*の配列が確認されました。

<i>M.avium</i>		既承認品 (リアルタイムPCR法)		全体一致率
		陽性	陰性	
TRCReady MAC	陽性	31	3 注2)	98.8% (248/251)
	陰性	0	217	

感度(陽性一致率) 100%(31/31)
特異度(陰性一致率) 98.6%(217/220)

注2) 乖離検体3検体のうち、2検体は培養・同定検査陽性でした。
1検体は塗抹検査陰性でした。

<i>M.intracellulare</i>		既承認品 (リアルタイムPCR法)		全体一致率
		陽性	陰性	
TRCReady MAC	陽性	7	1 注3)	99.2% (249/251)
	陰性	1 注4)	242	

感度(陽性一致率) 87.5%(7/8)
特異度(陰性一致率) 99.6%(242/243)

注3) 乖離検体は、塗抹検査陰性で培養・同定検査陽性でした。
注4) 乖離検体は、塗抹検査陰性で培養・同定検査陰性でした。