

【依頼検査】

ホルター心電図 (貸し出し用記録器・解析機) 新機種導入のお知らせ

謹啓 陽春の候、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素から格別のお引き立てを賜りありがとうございます。

この度、ホルター心電図について下記の機種に変更し、平成28年4月1日より運用することとなりました。特に、貸し出し用記録器におきましては**小型・入浴対応型**で**装着も簡単**になっており、スタッフの方々や患者様のご負担も軽減されますので、是非ご依頼下さいませようよろしくお願ひ申し上げます。

尚、4月1日より、ホルター心電図業務を「**臨床検査部 (TEL: 076-422-4122)**」に移管いたします。これに伴い運用を別紙の通り変更したく、先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご了承を賜りますようよろしくお願ひいたします。

謹白

記

新型 〈貸し出し用記録器 情報〉

- ① 【ホルター記録器 (FM-960)】 <フクダ電子社製>
→ **入浴対応型 (40℃以下 10分以内の入浴可能)**
- ② 【ホルター記録器 (RAC-3203)】 <日本光電社製>
→ **入浴対応型 (45℃以下 30分入浴可能)**

新型 〈解析機 情報〉

- ① 【ホルター心電図解析機 (SCM-850S)】 <フクダ電子社製>
→ **フクダ電子社製のデジタル記録器によるメモリーカード対応可能**
- ② 【ホルター心電図解析機 (QP-432D)】 <日本光電社製>
→ **日本光電社製のデジタル記録器によるSDメモリーカード対応可能**

*日本光電は平成28年5月9日(月)からのお取扱いとなりますので
ご了承ください。

以上

平成28年 3月